

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу: Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп «MEDICARE», 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6x25 мм)
 Виробник: ТОВ «Допомога-І», на виробничих потужностях "Lifelong Meditech Ltd"
 Номер партії: 022302 (ВН*, ВО*ВQ*ВR*BS*ВТ*ВX*ВY*ВZ)
 Дата виготовлення: 2023.02
 Термін придатності: 2028.01

| Параметри, що підлягають перевірці | Технічні вимоги | Результати тесту |
|--|--|--------------------|
| Розмір голки | 0,6x25 мм | Відповідає вимогам |
| Тип з'єднання | Луер сліп | Відповідає вимогам |
| Кислотність та лужність | pH має бути у межах $\pm 1,0$ одиниця контрольної речовини | Відповідає вимогам |
| Змазка | Не повинна перевищувати 0,25 мг/см ² | Відповідає вимогам |
| Градуваний об'єм | Повинен складати 0,460 – 0,540мл менше половини номінальної місткості; Повинен складати 1,425 – 1,575мл більше половини номінальної місткості | Відповідає вимогам |
| Об'єм, що не використовується | $\leq 0,07$ мл | Відповідає вимогам |
| Градування шкали | Мітки на шкалі повинні бути однакової товщини та рівномірно розподілятися по циліндру | Відповідає вимогам |
| Об'єм між лініями градування з числами | Кожна позначка шкали дорівнює 0,2мл. Максимальний інтервал повинен бути 1мл | Відповідає вимогам |
| Довжина шкали | ≥ 27 мм | Відповідає вимогам |
| Розташування шкали | Нульова лінія відмітки шкали має співпадати з лінією відліку поршня. | Відповідає вимогам |
| Довжина циліндра | Довжина циліндра має бути такою, щоб максимальна корисний об'єм був хоча б на 10% більше номінального. | Відповідає вимогам |
| Опори для пальців | Коли шприц поміщують на пласку поверхню під кутом 10°, він повинен повернутись не більше, ніж на 180° | Відповідає вимогам |
| Поршень | Відстань від поверхні опори для пальців до верху стрижня штока повинна бути щонайменше 8мм. Поршень має бути по всій довжині циліндра, для видалення поршня необхідно докласти зусилля | Відповідає вимогам |
| Конічне з'єднання | Конічний наконечник повинен мати конус 6% та відповідати вимогам ISO 80369-7 | Відповідає вимогам |
| Розташування наконечника | Наконечник шприца повинен розташовуватися по центру на кінці циліндру (для шприців номінальним об'ємом до 5мл) та мати спільну вісь з циліндром. Відстань між осями наконечника та найближчою точкою внутрішньої поверхні отвору циліндру повинна бути $\leq 4,5$ мм | Відповідає вимогам |
| Отвір на наконечнику | Діаметр отвору не менше 1,2 мм | Відповідає вимогам |
| Випробування на водонепроникність поршня | Не повинно бути протікання через поршень | Відповідає вимогам |
| Випробування на повітрянepоникність поршня | Не повинно бути протікання під дією тиску -88 кПа. | Відповідає вимогам |
| Розміщення поршня в циліндрі | Коли шприц наповнюють водою та тримають вертикально за один кінець, другий кінець зверху, поршень не повинен рухатися під тиском маси. | Відповідає вимогам |

| | | |
|---|--|--------------------|
| Тест на протікання первинної упаковка | Не повинно бути протікання під дією вакууму 250 мм рт.ст. | Відповідає вимогам |
| Витікання води при позитивному тиску | Не повинно бути витіку води, достатнього для формування краплі з наконечника | Відповідає вимогам |
| Тест на витік повітря при тиску, нижче атмосферного | Конектор луер не повинен витікати більше ніж 0,005Па.м ³ /с | Відповідає вимогам |
| Опір відділенню при навантаженні на вісь | Луер конектор та конектор що тестується не повинні відділятися | Відповідає вимогам |
| Тест на бактеріальні ендотоксини | Має відповідати вимогам | Відповідає вимогам |
| Стерильність | Має відповідати вимогам | Відповідає вимогам |

Висновок: виріб відповідає вимогам стандартів ISO 7886-1:2017, ISO 7864:2016

Номер технічного файлу та декларації про відповідність

№14-L

СУЯ відповідає міжнародному стандарту

ISO 13485:2016

СУЯ відповідає стандарту України

ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості


Ольга ДОРОГУНЦОВА

Дата видачі сертифікату: 02.05.2023



"Допомога-І", ТОВ

Юридична адреса: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Шевченка, буд. 13
Фактична адреса: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30
Код ЄДРПОУ 32395558
св-во ПДВ 14109407
ІПН 323955510259
тел. / факс + 380 44 463 77 75



www.dopomoga1.com
e-mail: info@dopomoga1.com

"Dopomoga-I", LTD

Legal address: 13, Shevchenko str., Yagotyn town, Kyiv region, 07700, Ukraine
Actual address: 30, Poltav'ska street, Petropavlivs'ka Borshchagivka village, Kyjevo-Sviatoshyns'kyj district, 08129, Kyiv region, Ukraine
Company № 32395558
VAT Certificate 14109407
TRN 323955510259
phone / fax + 380 44 463 77 75

Редакція №2

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 14-Z від 28.12.2020 року

Виробник: ТОВ «ДОПОМОГА-І» (код ЄДРПОУ 32395558)
вул. Шевченка, 13, м. Яготин, Київська обл., 07700, Україна

підтверджує, що медичні вироби
**Шприци ін'єкційні "MEDICARE",
одноразового використання, стерильні**
(перелік згідно додатку)

Клас ІІа

які виготовляються ТОВ «ДОПОМОГА-І» за технічною документацією на виробничих потужностях "Jiangsu Zhengkang Medical Apparatus Co., Ltd.", що знаходиться за адресою: No. 5-8 Changhe Road, Sanhekou Street, Zhenglu Town 213115 Changzhou, Jiangsu, People's Republic of China

відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 753

а також:

ДСТУ EN ISO 13485:2018 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання»

ISO 13485:2016 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання»

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 «Оцінка відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги»

ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 «Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація»

ДСТУ ISO 14971:2015 «Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком (ISO 14971:2007, IDT)»

EN ISO 14971:2012 «Вироби медичні – застосування управління ризиком до медичних виробів»

ДСТУ ISO 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів (EN 980:2003, IDT)»

EN ISO 15223-1:2016 «Графічні символи що використовуються при маркуванні медичних виробів»

ISO 7886-1:2017 «Стерильні гіподермічні шприци одноразового використання. Для ручного застосування»

ДСТУ EN ISO 7886-4:2014 «Шприци стерильні для підшкірних ін'єкцій одноразового використання. Частина 4. Шприци із пристроєм запобігання повторному використанню»

ISO 7864:2016 «Стерильні гіподермічні голки одноразового використання»

"Допомога-І", ТОВ

Юридична адреса: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Шевченка, буд. 13
Фактична адреса: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30
Код ЄДРПОУ 32395558
св-во ПДВ 14109407
ПІН 323955510259
тел. / факс + 380 44 463 77 75



www.dopomoga1.com
e-mail: info@dopomoga1.com

"Dopomoga-I", LTD

Legal address: 13, Shevchenko str., Yagotyn town, Kyiv region, 07700, Ukraine
Actual address: 30, Poltav'ska street, Petropavliv'ska Borshchagivka village, Kyjevo-Sviatoshyn's'kyj district, 08129, Kyiv region, Ukraine
Company № 32395558
VAT Certificate 14109407
TRN 323955510259
phone / fax + 380 44 463 77 75

ДСТУ EN 20594-1:2015 «З'єднання конічні з 6 % (Luer) конусом для шприців, голок та іншого медичного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги»

ДСТУ EN 1707:2015 «Конічні фітинги з 6 % (Luer) конусом для шприців, голок та деякого іншого медичного обладнання. Запірні фітинги»

ДСТУ EN ISO 11135-1:2015 «Стерилізація виробів медичного призначення оксидом етилену. Частина 1. Вимоги до розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів»

ДСТУ ISO 10993-5:2015 «Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 5. Випробування на цитотоксичність in-vitro»

ДСТУ EN ISO 10993-7:2015/Поправка № 1:2015 «Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 7. Залишки після стерилізації етиленоксидом»

ISO 10993-10:2010 «Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 10. дослідження подразнюючого та сенсибілізуючого впливу»

ДСТУ EN ISO 11607-2:2015 «Вироби медичні простерилізовані. Пакування. Частина 2. Валідаційні вимоги»

EN ISO 14155:2011+EN ISO 14155:2011/Cor.1:2011 «Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Належна клінічна практика»

ДСТУ EN 556-1:2014 «Стерилізація медичних виробів. Вимоги до медичних виробів з позначенням 'СТЕРИЛЬНІ'. Частина 1. Вимоги до медичних виробів, що підлягають кінцевій стерилізації»

Процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним Технічним регламентом щодо медичних виробів, додаток 3.

Сертифікат відповідності на продукцію № UA.TR.098.0235-19 від 28.02.2019 року, виданий органом сертифікації ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування», вул. Саперно-Слобідська, 10, офіс 1, м. Київ, 03028, дійсний до 27.02.2024 року.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника.

*Технічна документація для цілей підтвердження відповідності зберігається за адресою:
08128, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.
Полтавська 30*

Декларація чинна до: 27.02.2024 року

Директор ТОВ «ДОПОМОГА-І»

М.П.



Л.В. Романова

"Допомога-І", ТОВ

Юридична адреса: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Шевченка, буд. 13
Фактична адреса: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30
 Код ЄДРПОУ 32395558
 св-во ПДВ 14109407
 ІПН 323955510259
 тел. / факс + 380 44 463 77 75



www.dopomoga1.com
 e-mail: info@dopomoga1.com

"Dopomoga-I", LTD

Legal address: 13, Shevchenko str., Yagotyn town, Kyiv region, 07700, Ukraine
Actual address: 30, Poltav's'ka street, Petropavliv's'ka Borshchagivka village, Kyjevo-Sviatoshyn's'kyj district, 08129, Kyiv region, Ukraine
 Company № 32395558
 VAT Certificate 14109407
 TRN 323955510259
 phone / fax + 380 44 463 77 75

*Додаток до Декларації
 № 14-Z від 28.12.2020 року*

**Перелік Шприців ін'єкційних "MEDICARE",
 одноразового використання, стерильних**

| № | Каталожний номер | Назва українською мовою | Назва англійською мовою |
|-----|------------------|--|---|
| 1. | S-3SI0,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 0,5 мл (інсуліновий U-40, з голкою 0,3 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 0,5 ml (insulin U-40, with needle 0,3 x 13mm) |
| 2. | S-3SI0,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 0,5 мл (інсуліновий U-100, з голкою 0,3 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 0,5 ml (insulin U-100, with needle 0,3 x 13mm) |
| 3. | S-3SI0,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 0,5 мл (інсуліновий U-40, з голкою 0,33 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 0,5 ml (insulin U-40, with needle 0,33 x 13mm) |
| 4. | S-3SI0,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 0,5 мл (інсуліновий U-100, з голкою 0,33 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 0,5 ml (insulin U-100, with needle 0,33 x 13mm) |
| 5. | S-3SI0,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 0,5 мл (інсуліновий U-40, з голкою 0,4 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 0,5 ml (insulin U-40, with needle 0,4 x 13mm) |
| 6. | S-3SI0,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 0,5 мл (інсуліновий U-100, з голкою 0,4 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 0,5 ml (insulin U-100, with needle 0,4 x 13mm) |
| 7. | S-3SI0,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 0,5 мл (інсуліновий U-100, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 0,5 ml (insulin U-100, with needle 0,5 x 16mm) |
| 8. | S-3SI1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (інсуліновий U-40, з голкою 0,3 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (insulin U-40, with needle 0,3 x 13mm) |
| 9. | S-3SI1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (інсуліновий U-100, з голкою 0,3 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (insulin U-100, with needle 0,3 x 13mm) |
| 10. | S-3SI1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (інсуліновий U-40, з голкою 0,33 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (insulin U-40, with needle 0,33 x 13mm) |
| 11. | S-3SI1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (інсуліновий U-100, з голкою 0,33 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (insulin U-100, with needle 0,33 x 13mm) |
| 12. | S-3SI1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (інсуліновий U-40, з голкою 0,4 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (insulin U-40, with needle 0,4 x 13mm) |
| 13. | S-3SI1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (інсуліновий U-100, з голкою 0,4 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (insulin U-100, with needle 0,4 x 13mm) |
| 14. | S-3ST1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (туберкуліновий, з голкою 0,3 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (tuberculin, with needle 0,3 x 13mm) |
| 15. | S-3ST1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (туберкуліновий, з голкою 0,33 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (tuberculin, with needle 0,33 x 13mm) |
| 16. | S-3ST1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (туберкуліновий, з голкою 0,4 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (tuberculin, with needle 0,4 x 13mm) |
| 17. | S-3ST1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (туберкуліновий, з голкою 0,45 x 13мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (tuberculin, with needle 0,45 x 13mm) |

"Допомога-І", ТОВ

Юридична адреса: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Шевченка, буд. 13
Фактична адреса: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30
 Код ЄДРПОУ 32395558
 св-во ПДВ 14109407
 ІПН 323955510259
 тел. / факс + 380 44 463 77 75



www.dopomoga1.com
 e-mail: info@dopomoga1.com

"Dopomoga-I", LTD

Legal address: 13, Shevchenko str., Yagotyn town, Kyiv region, 07700, Ukraine
Actual address: 30, Poltav'ska street, Petropavliv'ska Borshchagivka village, Kyjevo-Sviatoshyn's'kyj district, 08129, Kyiv region, Ukraine
 Company № 32395558
 VAT Certificate 14109407
 TRN 323955510259
 phone / fax + 380 44 463 77 75

| | | | |
|-----|----------|--|--|
| 18. | S-3ST1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (туберкуліновий, з голкою 0,45 x 16мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (tuberculin, with needle 0,45 x 16mm) |
| 19. | S-3ST1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання "MEDICARE", 1,0 мл (туберкуліновий, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe "MEDICARE" 1,0 ml (tuberculin, with needle 0,5 x 16mm) |
| 20. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,4 x 13мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,4 x 13mm) |
| 21. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср локк "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,4 x 13мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,4 x 13mm) |
| 22. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,45 x 13мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,45 x 13mm) |
| 23. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср локк "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,45 x 13мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,45 x 13mm) |
| 24. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,45 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,45 x 16mm) |
| 25. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср локк "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,45 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,45 x 16mm) |
| 26. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 16mm) |
| 27. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср локк "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 16mm) |
| 28. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,5 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 19mm) |
| 29. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср локк "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,5 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 19mm) |
| 30. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,5 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 25mm) |
| 31. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср локк "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,5 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 25mm) |
| 32. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,55 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,55 x 19mm) |
| 33. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср локк "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,55 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,55 x 19mm) |
| 34. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,55 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,55 x 25mm) |
| 35. | S-3S1,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср локк "MEDICARE", 1,0 мл (трихкомпонентний, з голкою 0,55 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 1,0 ml (3-parts, with needle 0,55 x 25mm) |
| 36. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,5 x 16mm) |
| 37. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,5 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,5 x 19mm) |
| 38. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср сліп "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,5 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,5 x 25mm) |
| 39. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, луср локк "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,55 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,55 x 19mm) |

"Допомога-І", ТОВ

Юридична адреса: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Шевченка, буд. 13
Фактична адреса: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30
 Код ЄДРПОУ 32395558
 св-во ПДВ 14109407
 ІПН 323955510259
 тел. / факс + 380 44 463 77 75



www.dopomoga1.com
 e-mail: info@dopomoga1.com

"Dopomoga-I", LTD

Legal address: 13, Shevchenko str., Yagotyn town, Kyiv region, 07700, Ukraine
Actual address: 30, Poltav's'ka street, Petropavliv's'ka Borshchagivka village, Kyjevo-Sviatoshyn's'kyj district, 08129, Kyiv region, Ukraine
 Company № 32395558
 VAT Certificate 14109407
 TRN 323955510259
 phone / fax + 380 44 463 77 75

| | | | |
|-----|---------|---|--|
| 40. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,55 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,55 x 25mm) |
| 41. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,6 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,6 x 25mm) |
| 42. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,6 x 30мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,6 x 30mm) |
| 43. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,6 x 32мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,6 x 32mm) |
| 44. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,6 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,6 x 38mm) |
| 45. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,7 x 30мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,7 x 30mm) |
| 46. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,7 x 32мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,7 x 32mm) |
| 47. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,7 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,7 x 38mm) |
| 48. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,7 x 40мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,7 x 40mm) |
| 49. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,8 x 38mm) |
| 50. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,8 x 40мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,8 x 40mm) |
| 51. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,5 x 16mm) |
| 52. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,5 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,5 x 19mm) |
| 53. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,5 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,5 x 25mm) |
| 54. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,55 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,55 x 19mm) |
| 55. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,55 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,55 x 25mm) |
| 56. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,6 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,6 x 25mm) |
| 57. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,6 x 30мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,6 x 30mm) |
| 58. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,6 x 32мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,6 x 32mm) |
| 59. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,6 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,6 x 38mm) |
| 60. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,7 x 30мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,7 x 30mm) |
| 61. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,7 x 32мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,7 x 32mm) |

"Допомога-І", ТОВ

Юридична адреса: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Шевченка, буд. 13
Фактична адреса: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30
 Код ЄДРПОУ 32395558
 св-во ПДВ 14109407
 ІПН 323955510259
 тел. / факс + 380 44 463 77 75



www.dopomoga1.com
 e-mail: info@dopomoga1.com

"Dopomoga-I", LTD

Legal address: 13, Shevchenko str., Yagotyn town, Kyiv region, 07700, Ukraine
Actual address: 30, Poltavs'ka street, Petropavlivs'ka Borshchagivka village, Kyjevo-Sviatoshyns'kyj district, 08129, Kyiv region, Ukraine
 Company № 32395558
 VAT Certificate 14109407
 TRN 323955510259
 phone / fax + 380 44 463 77 75

| | | | |
|-----|---------|---|--|
| 62. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,7 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,7 x 38mm) |
| 63. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,7 x 40мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,7 x 40mm) |
| 64. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,8 x 38mm) |
| 65. | S-2S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонентний, з голкою 0,8 x 40мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (2-parts, with needle 0,8 x 40mm) |
| 66. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 16mm) |
| 67. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 16mm) |
| 68. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 19mm) |
| 69. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 19mm) |
| 70. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 25mm) |
| 71. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,5 x 25mm) |
| 72. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,55 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,55 x 19mm) |
| 73. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,55 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,55 x 19mm) |
| 74. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,55 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,55 x 25mm) |
| 75. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,55 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,55 x 25mm) |
| 76. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,6 x 25mm) |
| 77. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,6 x 25mm) |
| 78. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 30мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,6 x 30mm) |
| 79. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 30мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,6 x 30mm) |
| 80. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 32мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,6 x 32mm) |
| 81. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 32мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,6 x 32mm) |
| 82. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,6 x 38mm) |
| 83. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,6 x 38mm) |

"Допомога-І", ТОВ

Юридична адреса: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Шевченка, буд. 13
Фактична адреса: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30
 Код ЄДРПОУ 32395558
 св-во ПДВ 14109407
 ІПН 323955510259
 тел. / факс + 380 44 463 77 75



www.dopomoga1.com
 e-mail: info@dopomoga1.com

"Dopomoga-I", LTD

Legal address: 13, Shevchenko str., Yagotyn town, Kyiv region, 07700, Ukraine
Actual address: 30, Poltav's'ka street, Petropavliv's'ka Borshchagivka village, Kyjevo-Sviatoshyn's'kyj district, 08129, Kyiv region, Ukraine
 Company № 32395558
 VAT Certificate 14109407
 TRN 323955510259
 phone / fax + 380 44 463 77 75

| | | | |
|------|---------|---|--|
| 84. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 30мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 30mm) |
| 85. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 30мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 30mm) |
| 86. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 32мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 32mm) |
| 87. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 32мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 32mm) |
| 88. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 35мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 35mm) |
| 89. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 35мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 35mm) |
| 90. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 38mm) |
| 91. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 38mm) |
| 92. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 40мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 40mm) |
| 93. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 40мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,7 x 40mm) |
| 94. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,8 x 38mm) |
| 95. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,8 x 38mm) |
| 96. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 40мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,8 x 40mm) |
| 97. | S-3S2,0 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,0 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 40мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,0 ml (3-parts, with needle 0,8 x 40mm) |
| 98. | S-3S2,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,5 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,5 ml (3-parts, with needle 0,5 x 16mm) |
| 99. | S-3S2,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,5 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 16мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,5 ml (3-parts, with needle 0,5 x 16mm) |
| 100. | S-3S2,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,5 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,5 ml (3-parts, with needle 0,5 x 19mm) |
| 101. | S-3S2,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,5 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,5 ml (3-parts, with needle 0,5 x 19mm) |
| 102. | S-3S2,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,5 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,5 ml (3-parts, with needle 0,5 x 25mm) |
| 103. | S-3S2,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,5 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,5 x 25мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,5 ml (3-parts, with needle 0,5 x 25mm) |
| 104. | S-3S2,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer слiп "MEDICARE", 2,5 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,55 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 2,5 ml (3-parts, with needle 0,55 x 19mm) |
| 105. | S-3S2,5 | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer локк "MEDICARE", 2,5 мл (трьохкомпонентний, з голкою 0,55 x 19мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 2,5 ml (3-parts, with needle 0,55 x 19mm) |

"Допомога-І", ТОВ

Юридична адреса: 07700, Київська обл.,
м. Яготин, вул. Шевченка, буд. 13
Фактична адреса: 08129, Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н, с.
Петропавлівська Боршчаківка,
вул. Полтавська, 30
Код ЄДРПОУ 32395558
св-во ПДВ 14109407
ІПН 323955510259
тел. / факс + 380 44 463 77 75



www.dopomoga1.com
e-mail: info@dopomoga1.com

"Dopomoga-I", LTD

Legal address: 13, Shevchenko str.,
Yagotyn town, Kyiv region, 07700, Ukraine
Actual address: 30, Poltavs'ka street,
Petropavlivs'ka Borshchagivka village,
Kyjevo-Sviatoshyyns'kyj district,
08129, Kyiv region, Ukraine
Company № 32395558
VAT Certificate 14109407
TRN 323955510259
phone / fax + 380 44 463 77 75

| | | | |
|-------|-------------|--|--|
| 1964. | S-2S20,0-2N | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 20,0 мл (двокомпонентний, з двома голками 1,2 x 38мм та 1,2 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 20,0 ml (2-parts, with two needle 1,2 x 38mm та 1,2 x 38mm) |
| 1965. | S-2S20,0-2N | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 20,0 мл (двокомпонентний, з двома голками 1,2 x 38мм та 1,2 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 20,0 ml (2-parts, with two needle 1,2 x 38mm та 1,2 x 38mm) |
| 1966. | S-2S20,0-2N | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 20,0 мл (двокомпонентний, з двома голками 1,2 x 38мм та 1,6 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 20,0 ml (2-parts, with two needle 1,2 x 38mm та 1,6 x 38mm) |
| 1967. | S-2S20,0-2N | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 20,0 мл (двокомпонентний, з двома голками 1,2 x 38мм та 1,6 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 20,0 ml (2-parts, with two needle 1,2 x 38mm та 1,6 x 38mm) |
| 1968. | S-2S20,0-2N | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer slip "MEDICARE", 20,0 мл (двокомпонентний, з двома голками 1,6 x 38мм та 1,6 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer slip "MEDICARE" 20,0 ml (2-parts, with two needle 1,6 x 38mm та 1,6 x 38mm) |
| 1969. | S-2S20,0-2N | Шприц ін'єкційний одноразового використання, лuer lock "MEDICARE", 20,0 мл (двокомпонентний, з двома голками 1,6 x 38мм та 1,6 x 38мм) | Disposable injection syringe, luer lock "MEDICARE" 20,0 ml (2-parts, with two needle 1,6 x 38mm та 1,6 x 38mm) |

Директор ТОВ «ДОПОМОГА-І»



Л.В. Романова